Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě

OKLT – oddělení klinické biochemie
Tel.: 566 801 491

Pokyn č. 4


Pokyn k odběru vzorku stolice na kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici (FOB)

Vážená paní / vážený pane,
bude Vám proveden test jehož cílem je kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici.
Na toto vyšetření je třeba odebrat vzorek stolice do zkumavky označené štítkem pacienta, kterou Vám dá sestra v ordinaci spolu s vyplněnou žádankou do laboratoře.
Neprovádějte odběr během menstruace, při krvácení z hemeroidů, průjmu nebo je-li vzorek kontaminován močí, vodou.
Není nutná příprava pacienta , nejsou nutná dietní opatření


Při odběru stolice postupujte podle následujících kroků:


1. Odběr vzorku provádějte v čistém a suchém prostředí. Pokud lze, vyložte mísu záchodu toaletním papírem o sucha nebo použijte nočník, podložní mísu,.. a vyprázdněte se.
Během kroku 2-3-4-5 musí být odběrová zkumavka **ve svislé poloze zeleným uzávěrem C** směrem **nahoru** a **bílým spodním uzávěrem A** směrem **dolů** tak, jak je to znázorněno v kroku č. **2**. Zabrání se tak vylití obsahu kapaliny ze zkumavky.

2. Držte zkumavku ve **svislé poloze**, otevřete zelený uzávěr **C**, který má tenký hrot pro odběr stolice.



3.Odeberte vzorek stolice pomocí odběrového hrotu zanořením do **4 různých míst , 2x po délce stolice** a **drážky** odběrového hrotu **musí být potaženy stolicí** viz. obr**.**





4. Odstraňte přebytečný vzorek stolice papírovým ubrouskem nad odběrovým hrotem s drážkami.

5. Držte zkumavku ve svislé poloze, vložte do ní uzávěr s hrotem obsahujícím odebraný vzorek a **řádně zašroubujte,**aby kapalina nevytekla.Uzávěr znovu neotvírejte. Zkumavku dobře protřepejte, aby se stolice dostala do kapaliny .

6 .Na zkumavku s odebraným vzorkem napište datum odběru , postavte ji zeleným uzávěrem dolů, uchovávejte v chladnu (při 2 - 8 °C) a chraňte před světlem.

7. Odběrovou zkumavku se vzorkem a vyplněnou žádanku s datem odběru je třeba donést do laboratoře na OKLT-OKB nebo zpět do ordinace nejpozději **do 2 dnů od odběru** vzorku.

Dodržení pokynů pro odběr vzorku stolice je podmínkou pro správný výsledek vyšetření.

Děkujeme za Vaši spolupráci při odběru vzorku.

Datum: 5.5.2020